

Zona testa
doga sagomata
terminale

Zona spalle
doga anatomica per
una corretta postura

Zona lombare
doga per
sostegno lordosi
con sollevamento

Zona bacino
doga anatomica con
regolatori di rigidità

Zona gambe
doghe a portanza neutra

Zona piedi
doga
sagomata
terminale






Porta doghe in SEBS morbido e antiscivolo. Così il materasso rimane sempre al suo posto.

Molle in TPEE dalle eccellenti doti elastiche con tre differenti rigidità ad ampia escursione.


Insero irrigiditore di serie su quattro coppie di portadoghe.



Active



Regolazione di lordosi: posizionato ad altezza della regione lombare, in corrispondenza della naturale curva della lordosi, consente una regolazione personalizzata grazie al meccanismo a vite. Un effetto benefico che si percepisce immediatamente.



Doga lombare con meccanismo di regolazione lordosi

